

Ostonki

kolorowe podwójne na narzędzia

opis produktu

Kolorowe osłonki przeznaczone do ochrony narzędzi przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas transportu, mycia i sterylizacji oraz jako dodatkowe zabezpieczenie przed przebiciem opakowań sterylizacyjnych papierowych lub papierowo-foliowych i zakażeniem.

Konstrukcja i budowa osłon powoduje, iż narzędzie, zawias i końce są otwarte podczas cyklu sterylizacji, co pozwala na swobodną penetrację czynnika sterylizującego. Perforacja osłonek powoduje szybkie odparowanie wilgoci podczas cyklu sterylizacji.

Ostonki są łatwe w użyciu, bezpieczne przy zdejmowaniu. Występują w sześciu różnych kolorach oraz rozmiarach.

sposób użycia

Należy osłonić narzędzie, które zostanie poddane cyklowi sterylizacji.

obszary zastosowań

Sterylizatory parowe różnego typu.



kod produktu	kolor	otwór [mm]	wysokość [mm]	ilość [szt.]
09-3-031	przejrzysty biały	∅ 1,5	19,0	50
09-3-032	przejrzysty niebieski	∅ 2,0	19,0	50
09-3-033	przejrzysty zielony	∅ 2,8	19,0	50
09-3-034	przejrzysty czerwony	∅ 3,3	25,4	50
09-3-035	przejrzysty żółty	∅ 4,8	25,4	50
09-3-037	przejrzysty pomarańczowy	∅ 1,5 x 9,0	25,4	50
09-3-040	komplet rozmiarów			50

Rozwiązania dla **sterylizacji i dezynfekcji**



INFORMER MED sp. z o.o.

ul. Winogrody 118, 61-626 Poznań, Polska
tel.: +48 61 664 38 00, fax: +48 61 664 38 19
e-mail: biuro@informermed.eu
www.informermed.eu