

MULTISTEAM

urządzenie do mycia parą wodną

opis produktu

Urządzenie MULTISTEAM przeznaczone jest do mycia narzędzi medycznych, które ze względu na swoją konstrukcję zawierają elementy trudno dostępne. Zapewnia skuteczne, wolne od środków chemicznych czyszczenie narzędzi. Modułowa regulacja ciśnienia do 6 bar pozwala na ustawienie parametrów mycia dla bardzo delikatnych instrumentów medycznych. Specjalne dysze wymienne ze złączkami typu luer lock pozwalają na skuteczne mycie narzędzi o różnych kształtach i przekrojach, a także ułatwiają dostęp pary do trudno dostępnych miejsc. Dzięki dostarczanemu wraz z urządzeniem uchwytowi wyposażonemu w dwa guziki można korzystać z funkcji: 6 barów gorąca para, wilgotna para, gorąca woda lub sprężone powietrze ('sprężone powietrze' jest dodatkową opcją dla tego urządzenia). Funkcje pistoletu można bez trudu przełączać za pomocą jednej ręki. Urządzenie zbudowane jest do długotrwałej pracy, a zbiornik wykonany z materiałów odpornych na korozję. Obudowa urządzenia ze stali nierdzewnej pozwala na zachowanie wysokich standardów higienicznych podczas jego użytkowania.

DANE TECHNICZNE:

Pojemność zbiornika	5,0 l
Ciśnienie robocze	0-6 bar, regulowane
Sprężone powietrze	max 4 bar
Temperatura robocza	160 °C
Moc	2,5 kW
Waga	14 kg
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	420 x 300 x 350 mm



normy	producent	numer katalogowy
ISO 15 883	Entrhal Medical GmbH	MULTISTEAM

Rozwiązania dla **sterylizacji i dezynfekcji**



INFORMER MED sp. z o.o.

ul. Winogrody 118, 61-626 Poznań, Polska
tel.: +48 61 664 38 00, fax: +48 61 664 38 19
e-mail: biuro@informermed.eu
www.informermed.eu