



## Detergent i środek czyszczący Isaclean™

W ramach kompleksowego rozwiązania do reprocesowania endoskopów, Cantel Medical oferuje różne rozwiązania, które zostały opracowane specjalnie do użytku z myjnią-dezynfektorem endoskopów MEDIVATORS® ISA™ w celu spełnienia wszystkich potrzeb użytkowników.

Środek chemiczny zimnej sterylizacji/środek dezynfekcyjny wysokiego poziomu, jedнокrotnego użycia ISASPOR oraz detergent ISACLEAN zostały opracowane by zagwarantować bezpieczny i niezawodny przebieg procesu wraz z wysoką kompatybilnością ze wszystkimi markami endoskopów.

### PRZEZNACZENIE

Opracowany specjalnie do mycia ręcznego lub użytku w myjni-dezynfektorze endoskopów MEDIVATORS® ISA™. Kompatybilny ze wszystkimi rodzajami endoskopów.

### EFEKTYWNY

Multienzymatyczna formuła likwidująca biofilm bakteryjny.

### SKŁAD

Poli(oksy-1,2-etanodiył), alfa-tridecylo-omega-hydroksy-rozgałęziony, izopropanol, Chlorek didecyłodimetyloamoni, Glikol etylenowy, Dietylenotriaminopentaoctan pentasodu, Subtylizyna.  
 4 enzymy rozkładające białka, tłuszcze, węglowodany, składniki komórkowe.



- **Bezpieczeństwo** – preparat o neutralnym pH.
- **Unikalna formuła** – dzięki obecności Aktywatora ISAZONE® (unikalny nowy środek mikrobiologiczny).

■ numer katalogowy	■ opis	■ opakowanie
500189	ISACLEAN detergent	2 x 5 l

### Dystrybutor w Polsce: