

Ostonki

kolorowe na narzędzia

opis produktu

Kolorowe osłonki przeznaczone do ochrony narzędzi przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas transportu, mycia i sterylizacji oraz jako dodatkowe zabezpieczenie przed przebiciem opakowań sterylizacyjnych papierowych lub papierowo-foliowych i zakażeniem.

Konstrukcja i budowa osłon pozwala na dokładne dopasowanie do kształtu różnych narzędzi oraz stabilne umocowanie.

Otwory przepływowe umożliwiają jeszcze pełniejszą i swobodną penetrację czynnika sterylizującego oraz powodują szybkie odparowanie wilgoci podczas cyklu sterylizacji.

Ostonki występują w dziewięciu różnych kolorach oraz rozmiarach.

sposób użycia

Należy osłonić narzędzie, które zostanie poddane cyklowi sterylizacji.

obszary zastosowań

Sterylizatory parowe różnego typu.



kod produktu	kolor	średnica [mm]	wysokość [mm]	szerokość [mm]	kod produktu	kolor
09-1-011	biały	1,5	19,0		09-2-011	przejrzysty
09-1-012	niebieski	2,0	19,0		09-2-012	przejrzysty
09-1-013	zielony	2,8	19,0		09-2-013	przejrzysty
09-1-014	czerwony	3,3	25,4		09-2-014	przejrzysty
09-1-015	żółty	4,8	25,4		09-2-015	przejrzysty
09-1-016	kasztanowy	10,4	19,0		09-2-016	przejrzysty
09-1-017	pomarańczowy	1,5	25,4	9,6	09-2-017	przejrzysty
09-1-018	brązowy	2,0	25,4	16,0	09-2-018	przejrzysty
09-1-019	czarny	3,3	25,4	25,4	09-2-019	przejrzysty
09-1-020	komplet rozmiarów				09-2-020	komplet rozmiarów

Rozwiązania dla **sterylizacji i dezynfekcji**



INFORMER MED sp. z o.o.

ul. Winogrody 118, 61-626 Poznań, POLAND

tel.: +48 61 664 38 10, fax: +48 61 664 38 19

e-mail: biuro@informermed.eu

www.informermed.eu