

Tray Liner

chłonne maty absorpcyjne

opis produktu

Maty TrayLiner wykonane z papieru krepowanego o gramaturze 110g/m² doskonale zmniejszają wilgotność względną produktów poddanych sterylizacji parą wodną, wchłaniają pozostałości wilgoci ułatwiając proces suszenia oraz dodatkowo zabezpieczają opakowanie sterylne przed uszkodzeniem. Rozmiary mat odpowiadają standardowym wymiarom 1,1/2 i 1/4 DIN .

zastosowanie

Do umieszczenia na dnie koszy sterylizacyjnych, produktów jednorazowego użytku.

dostępne rozmiary:

nr kat. 20TC03030	30cm x 30cm	1000 szt. w kartonie
nr kat. 20TCO3040	30cm x 40cm	250 szt. w kartonie
nr kat. 20TC03050	30cm x 50cm	500 szt. w kartonie
nr kat. 20TC03060	30cm x 60cm	500 szt. w kartonie
nr kat. 20TC03558	35cm x 58cm	500 szt. w kartonie



materiały nie zawierają lateksu



normy

ISO 11607-1
PN EN 868-2

przechowywanie i okres przydatności

Przechowywać w suchym miejscu, w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła, w temperaturze poniżej 10°C-30°C. Okres przydatności: 5 lat od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

numer katalogowy i opakowanie

Data produkcji, znak CE i numer serii umieszczone na opakowaniu zbiorczym.

Numer serii odpowiada numerowi na opakowaniu zbiorczym.

Rozwiązania dla **sterylizacji i dezynfekcji**



INFORMER MED sp. z o.o.

ul. Winogrody 118, 61-626 Poznań, Polska
tel.: +48 61 664 38 00, fax: +48 61 664 38 19
e-mail: biuro@informermed.eu
www.informermed.eu