

## WD200

myjnia-dezynfektor narzędziowa

### opis produktu

Wygodą w każdym szczególe- to podejście uwidacznia się w najnowszej serii myjni-dezynfektorów WD 200, które zostały opracowane do profesjonalnego wykorzystania w szpitalach, przychodniach i innych placówkach medycznych i niemedyceńskich. Urządzenia wyposażono w solidne, podwójnie przeszklone drzwi uchylne, a także najwyższej jakości komorę w wykonaniu higienicznym ze stali kwasoodpornej AISI316L.

### charakterystyka

Duża komora myjąca do 12 tac DIN w wykonaniu higienicznym o zaokrąglonych narożnikach  
Niewielkie wymiary zewnętrzne (68cm) oraz dostęp serwisowy wyłącznie od frontu urządzenia  
Zautomatyzowane mycie wstępne narzędzi w komorze myjącej oraz system antypianowy  
System «DynamicFilling» dynamiczna kontrola poziomu wody w celu zmniejszenia zużycia wody, środków chemicznych i energii we wszystkich fazach procesu odpowiednio do wielkości załadunku  
Możliwy bardzo krótki czas trwania cyklu - 12 zwalidowanych programów fabrycznych, biblioteka programów  
Możliwość dowolnej konfiguracji programów z panelu sterowania po wprowadzeniu klucza  
Doskonały rezultat mycia dzięki wysokowydajnej pompie myjącej 625 l/min  
Automatyczne monitorowanie ciśnienia pompy oraz systemu filtrującego komory w celu zwiększenia bezpieczeństwa procesu  
Wysokowydajny agregat suszący (324 m3/h) z wymuszonym suszeniem poprzez obwód mycia  
Do 4 pomp dozujących z czujnikami przepływu precyzyjnie odmierzającymi zadane stężenie środka chemicznego  
Dezynfekcja termiczna wg zadanej wartości A0 i/lub temperatury  
Przepustnica powietrza wywiewanego zamknięta w fazach mycia w celu zmniejszenia zużycia energii  
Odprowadzenie kondensatu po stronie urządzenia na separatorze kondensatu  
Kondensacyjny system odzyskiwania ciepła z fazy suszenia, ze wstępnym ogrzewaniem wody zdemineralizowanej dla skrócenia czasu cyklu (opcjonalnie)  
Elektryczne lub parowe ogrzewanie komory myjącej  
Kontrola przewodności wody do końcowego płukania (opcjonalnie)  
Zgodność z wymaganiami normy EN ISO 15883 cz.1 i cz.2  
Bardzo niski poziom hałasu <65dB (A)



Szeroki wybór akcesoriów, m. in. wózek na przyrządy anestetyczne, wsad do butów operacyjnych



WD 200 z drzwiami uchylnymi

### dane techniczne

wymiary zewnętrzne W × S × G  
wymiary komory W × S × G  
objętość komory myjącej  
pojemność na cykl: tace DIN | narzędzia do mikrochirurgii (złącza, dysze / tace)

### WD200

1840 × 680 × 710 (mm)  
625 × 575 × 628 (mm)  
225 l  
do 12 tac DIN | 48 / 4