



## Zestaw do wstępnego czyszczenia endoskopów Neutra-Flush®

### PRZEZNACZENIE

NEUTRA-FLUSH® jest wygodnym i prostym w stosowaniu, zestawem jednorazowego użytku do czyszczenia wstępnego endoskopów zawierającym specjalną gąbkę oraz niskopięniący detergent o neutralnym pH. Zestaw Neutra-Flush® to ekonomiczny i skuteczny produkt pozwalający przyspieszyć proces obróbki endoskopów.

### EFEKTYWNOŚĆ

Redukuje poziom zanieczyszczenia substancjami organicznymi.

### SKŁAD ZESTAWU

Zestaw zawiera: wyprofilowaną gąbkę do przecierania powierzchni płaszcza endoskopu oraz biodegradowalny, zmniejszający napięcie powierzchniowe płyn nie zawierający enzymów przeznaczony do wstępnego płukania kanałów.

### SKŁAD ŚRODKA

Zawiera m.in.: inhibitory korozji, wodorotlenek sodu.



- **Bezpieczeństwo** - zapobiega formowaniu się biofilmu.
- **Wygoda użycia** – gotowy roztwór, nie wymaga rozrabiania.

Stabilny, przezroczysty pojemnik o różnych pojemnościach:  
200 ml, 300 ml, 500 ml.

■ numer katalogowy	■ opis	■ opakowanie	■ ilość sztuk
105102	Neutra-Flush ® z wyprofilowaną gąbką	200 ml	36 szt.
105103	Neutra-Flush ® z wyprofilowaną gąbką	300 ml	27 szt.
105104	Neutra-Flush ® z wyprofilowaną gąbką	500 ml	18 szt.

### Dystrybutor w Polsce: