


Rękawice

do mycia skóry



opis produktu

Specjalna myjka w formie rękawicy, o szybkim działaniu, przeznaczona do codziennej higieny osobistej ciała. Rozmiar i wygodny kształt powoduje łatwe użycie w różnych sytuacjach: w szpitalu, OIOM, domu starców. Idealna dla osób aktywnych, w podróży, w centrach kosmetycznych, SPA itp. Produkt myje, chroni i nawilża nawet najwrażliwszą skórę, zapewniając pełen komfort i bezpieczeństwo. Ze względu na jednorazowe zastosowanie zapobiega zakażeniom mikrobami, które można zazwyczaj znaleźć w zwykłej gąbce wielokrotnego użytku.

Produkt wykonany z dwóch warstw miękkich włókien poliestru o gramaturze 80g/m² oraz 40g/m², lekko połączonych w oparciu o system ultradźwięków, bez użycia środków chemicznych, lateksu czy formaldehydu. Rękawica nasączona mydłem dermatologicznym o neutralnym pH 5,5.

sposób użycia

Należy nałożyć rękawicę na rękę, lekko zwilżyć i zacisnąć kilkakrotnie, aż pokryje się pianą. Następnie nałożyć bezpośrednio na skórę i przeprowadzić mycie ciała. Po zakończeniu mycia należy osuszyć ciało (bez splukiwania) stosując rękawicę do wycierania, pozostawiając skórę czystą i suchą.

skład

Poliester; Aqua, Sodium Laureth sulfate, Sodium chloride, Cocamide dea, Cocamidopropyl betaine, Citric acid, Acid yellow 23, C.I. 61570, Propylene glycol, C.I. 19140



Produkt sprasowany.
Po otwarciu opakowania
zwiększa swoją objętość.

normy

Produkt jest dopuszczony do obrotu na terenie UE i posiada atest bezpieczeństwa wydany przez SGS, Esthetic Life Science Services.
ISO 13485, ISO 9001

przechowywanie i okres przydatności

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w suchym miejscu (30-60% RH), w temp. 10°C - 40°C.
Okres przydatności:
2 lata od daty produkcji

numer katalogowy i opakowanie

Rękawice do mycia skóry:
0208
wym. 16 x 23 cm
20 szt. w opakowaniu