

STING 11B/ 11B PREMIUM

sterylizator parowy nablutowy

opis produktu

Sterylizatory parowe Sting 11 klasy B wg normy EN 13060, z głęboką próżnią frakcyjną, to w pełni automatyczne urządzenia do sterylizacji m.in. instrumentów medycznych, materiałów porowatych w szpitalach, prywatnych gabinetach stomatologicznych lub innych placówkach medycznych. Istnieje możliwość sterylizacji płynów, narzędzi opakowanych w torebki, rękawy papierowo foliowe, papier krepowany, niewielkie puszkę sterylizacyjne oraz nieopakowanych, umieszczonych na tacy narzędziowej. Wbudowana wytwornica pary, wydajna pompa próżniowa wraz z systemem oszczędzania energii elektrycznej i wody do 30% pozwala na przeprowadzenie cykli procesów w czasie już od 21 minut. Urządzenia posiadają 7 programów sterylizacyjnych, test szczelności Bowie & Dick i system monitorujący w sposób ciągły prawidłowość przeprowadzanych procesów. Każdy cykl udokumentowany jest wydrukiem z wbudowanej drukarki i zapisany w pamięci urządzenia.

normy/dyrektywy

93/42/EEC, z późniejszymi zmianami (2007/47/EEC); 97/23/EC; EN 13060:2004+A1:2009+A2:2010

dane techniczne

Model Sting Klasa B	STING 11 B	STING 11 B PREMIUM
Wymiary komory Średnica x Głębokość	261x 492mm	
Pojemność komory	25 l	
Wymiary zewnętrzne Szer. x Wys. x Gł.	534 x 475 x 609 mm	
Waga	70 kg	
Zasilanie	1 fazowe, 220V - 16A, 50/60 Hz	
Moc z wytwornicą pary	3000W	
Dostępne cykle sterylizacji	szybki 134°C/ wsad nieopakowany 134°C/ wsad opakowany 134°C/ priony 134°C/ wsad porowaty 121°C	
Dostępne cykle testów	test Bowie & Dick/ test próżniowy	
Ekran dotykowy	monochromatyczny LCD 4.5"	kolorowy LCD 5.7"
Obudowa	wysokiej jakości stal malowana	wysokiej jakości stal nierdzewna



akcesoria

- dodatkowe tace, kasety
- drukarka atramentowa lub termiczna
- zewnętrzna drukarka etykiet
- oprogramowanie HMI PC
- czytnik karty SD, karta
- cewka (płaszcz z węzownicą)
- odwrócona osmoza
- pierścieniowa pompa próżniowa

Rozwiązania dla **sterylizacji i dezynfekcji**



INFORMER MED sp. z o.o.

ul. Winogrody 118, 61-626 Poznań, Polska
tel.: +48 61 664 38 00, fax: +48 61 664 38 19
e-mail: biuro@informermed.eu
www.informermed.eu