

# Renosem

## RENO-S130

niskotemperaturowy sterylizator plazmowy



### przyjazny interfejs

- łatwy w użyciu, kolorowy ekran dotykowy

### łatwy w użyciu środek sterylizacyjny

- jednorazowa kasetka - łatwość użycia

### przestronna komora

- dwie demontowalne, wysuwane półki
- dotknięcie ścian komory nie powodujące błędów

### uniwersalny system zbierania danych

### drukarka termiczna

### 4 blokowane koła

### RENO-S130

wymiary zewnętrzne	1547 mm (wys.) x 778 mm (szer.) x 1120 mm (głęb.)
waga	440 kg
wymiary komory	400 mm (wys.) x 450 mm (szer.) x 730 mm (głęb.)
pojemność / typ komory	131,4l / prostokątna, wykonana ze stali nierdzewnej
dawka środka sterylizującego	8ml (50%)
wydajność środka sterylizującego	1 kasetka / cykl
temperatura procesu	poniżej 55°C
całkowity czas trwania cyklu	eco- 45 min; bez narzędzi kanałowych- 28 min; zaawansowany- 62 min
zasilanie / pobór prądu	230V, 50Hz / 3kW
sterownik	mikroprocesor
typ alarmu	akustyczny i wizualny
wyświetlacz	szeroki panel dotykowy
drukarka	wbudowana drukarka termiczna
filtr antybakteryjny	HEPA, wydajność 99,97% przy 0,3 mikrona

Rozwiązania dla **sterylizacji i dezynfekcji**



### INFORMER MED sp. z o.o.

ul. Winogrody 118, 61-626 Poznań, Polska  
 tel.: +48 61 664 38 00, fax: +48 61 664 38 19  
 e-mail: [biuro@informermed.eu](mailto:biuro@informermed.eu)  
[www.informermed.eu](http://www.informermed.eu)