

System bariery sterylnej opakowania do sterylizacji materiałów medycznych

opis produktu

Jednorazowe opakowania papierowo-foliowe pozwalają na bezpieczną sterylizację oraz przechowywanie materiałów medycznych. Opakowania BOP® składają się z dwóch różnych warstw: papierowej i foliowej, połączonych 3-kanalowym termo zgrzewem, który cechuje się wyjątkową wytrzymałością oraz gwarantuje bezpieczne i łatwe, bezpytowe otwieranie. Gramatura specjalnego papieru medycznego wynosi 60 g/m² i została precyzyjnie dobrana zapewniając bardzo wysoką wytrzymałość na rozerwanie i przepuklenie. Powierzchnia foliowa wykonana jest z 6-warstwowego kompozytu poliestru, kleju i polipropylenu o grubości 52µm. Ulepszony kompozyt foliowy posiada właściwości zapewniające wysoką jakość zgrzewu z powierzchnią papierową oraz dużą elastyczność i trwałość. Na opakowaniach nadrukowane są wskaźniki chemiczne sterylizacji S, EO Typ 1. Wskaźniki zmieniają kolory w zależności od tego, jakiemu procesowi sterylizującemu poddaje się zawartość opakowania. Dzięki temu łatwo stwierdzić, czy opakowanie oraz jego zawartość poddano procesowi sterylizacji. Zalecana temperatura zgrzewu opakowań wynosi 160-200°C i jest uzależniona od parametrów technicznych stosowanego urządzenia zgrzewającego. Opakowania można otworzyć w dowolnej chwili bez pomocy narzędzi tnących, zapewniając aseptyczność. Specjalne ułożenie włókien papieru gwarantuje łatwość otwierania poprzez odklejanie oraz dużą wytrzymałość mechaniczną na cięcie i przebijanie. Dzięki specjalnej charakterystyce papieru, opakowanie nie jest przepuszczalne dla mikroorganizmów stanowiąc doskonałą barierę dla bakterii. BOP® daje możliwość samodzielnego przygotowania pakietów o dowolnych rozmiarach. Wszystkie napisy i wskaźniki zostały umieszczone między warstwami folii obok zgrzewu fabrycznego, aby wyeliminować ryzyko skażenia tuszem lub zabrudzenia rozmytym wskaźnikiem. Informacje o kierunku otwierania umieszczone są na linii zgrzewu fabrycznego od strony papieru w celu łatwej identyfikacji ewentualnych uszkodzeń opakowania.

obszary zastosowań

W sterylizatorach parowych oraz na tlenek etylenu.



normy

ISO 11607-1
PN EN 868-2-3-4-5
CE 93/42,
BS 6871-1987; DIN 58.953-4

przechowywanie i okres przydatności

Przechowywać w miejscu o niskiej wilgotności powietrza i w temperaturze poniżej 30°C. Należy zachowywać odpowiednią rotację zapasów. Okres przydatności: 5 lat od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

numer katalogowy i opakowanie

Data produkcji, znak CE i numer serii umieszczone na opakowaniu zbiorczym. Numer serii odpowiada numerowi na opakowaniu zbiorczym.

System bariery sterylnej

opakowania do sterylizacji materiałów medycznych

■ rękawy papierowo-foliowe BOP® - rolki bez zakładki:

nr kat. 92BOP50100	5cm x 100m	6 szt. w kartonie
nr kat. 92BOP75100	7,5cm x 100m	6 szt. w kartonie
nr kat. 92BOP10100	10cm x 100m	6 szt. w kartonie
nr kat. 92BOP12100	12cm x 100m	6 szt. w kartonie
nr kat. 92BOP15100	15cm x 100m	4 szt. w kartonie
nr kat. 92BOP16100	16cm x 100m	4 szt. w kartonie
nr kat. 92BOP21100	21cm x 100m	4 szt. w kartonie
nr kat. 92BOP25100	25cm x 100m	2 szt. w kartonie
nr kat. 92BOP27100	27cm x 100m	2 szt. w kartonie
nr kat. 92BOP30100	30cm x 100m	2 szt. w kartonie
nr kat. 92BOP32100	32cm x 100m	2 szt. w kartonie
nr kat. 92BOP38100	38cm x 100m	2 szt. w kartonie
nr kat. 92BOP42100	42cm x 100m	2 szt. w kartonie
nr kat. 92BOP50200	5cm x 200m	6 szt. w kartonie
nr kat. 92BOP75200	7,5cm x 200m	6 szt. w kartonie
nr kat. 92BOP10200	10cm x 200m	6 szt. w kartonie
nr kat. 92BOP12200	12cm x 200m	6 szt. w kartonie
nr kat. 92BOP15200	15cm x 200m	4 szt. w kartonie
nr kat. 92BOP21200	21cm x 200m	4 szt. w kartonie
nr kat. 92BOP25200	25cm x 200m	2 szt. w kartonie
nr kat. 92BOP30200	30cm x 200m	2 szt. w kartonie
nr kat. 92BOP38200	38cm x 200m	2 szt. w kartonie

■ rękawy papierowo-foliowe BOP® - rolki z zakładką:

nr kat. 94BOP07566	7,5cm x 2,5cm x 66m	6 szt. w kartonie
nr kat. 94BOP01066	10cm x 4cm x 66m	6 szt. w kartonie
nr kat. 94BOP01666	16cm x 4,5cm x 66m	4 szt. w kartonie
nr kat. 94BOP02066	20cm x 5cm x 66m	4 szt. w kartonie
nr kat. 94BOP02766	27cm x 5cm x 66m	2 szt. w kartonie
nr kat. 94BOP03266	32cm x 6cm x 66m	2 szt. w kartonie
nr kat. 94BOP04266	42cm x 9cm x 66m	2 szt. w kartonie
nr kat. 94BOP75100	7,5cm x 2,5cm x 100m	6 szt. w kartonie
nr kat. 94BOP10100	10cm x 5cm x 100m	6 szt. w kartonie
nr kat. 94BOP15100	15cm x 5cm x 100m	4 szt. w kartonie
nr kat. 94BOP20100	20cm x 5cm x 100m	4 szt. w kartonie
nr kat. 94BOP25100	25cm x 6cm x 100m	2 szt. w kartonie
nr kat. 94BOP30100	30cm x 6cm x 100m	2 szt. w kartonie
nr kat. 94BOP38100	38cm x 6cm x 100m	2 szt. w kartonie

System bariery sterylnej

opakowania do sterylizacji materiałów medycznych

■ torebki papierowo-foliowe BOP® - torebki bez zakładki:

nr kat. 91BOP05020	50mm x 200mm	2400 szt. w kartonie
nr kat. 91BOP05025	50mm x 250mm	2400 szt. w kartonie
nr kat. 91BOP07527	75mm x 270mm	2400 szt. w kartonie
nr kat. 91BOP07515	75mm x 150mm	2400 szt. w kartonie
nr kat. 91BOP07520	75mm x 200mm	1600 szt. w kartonie
nr kat. 91BOP07525	75mm x 250mm	1200 szt. w kartonie
nr kat. 91BOP07530	75mm x 300mm	1200 szt. w kartonie
nr kat. 91BOP01015	75mm x 150mm	1600 szt. w kartonie
nr kat. 91BOP01020	100mm x 200mm	1200 szt. w kartonie
nr kat. 91BOP01025	100mm x 250mm	1000 szt. w kartonie
nr kat. 91BOP01027	100mm x 270mm	1000 szt. w kartonie
nr kat. 91BOP01030	100mm x 300mm	1000 szt. w kartonie
nr kat. 91BOP01035	100mm x 350mm	1000 szt. w kartonie
nr kat. 91BOP01040	100mm x 400mm	1500 szt. w kartonie
nr kat. 91BOP01035	100mm x 350mm	2000 szt. w kartonie
nr kat. 91BOP01060	100mm x 600mm	1000 szt. w kartonie
nr kat. 91BOP01220	120mm x 200mm	1500 szt. w kartonie
nr kat. 91BOP01225	120mm x 250mm	1500 szt. w kartonie
nr kat. 91BOP01230	120mm x 300mm	1000 szt. w kartonie
nr kat. 91BOP01240	120mm x 400mm	1000 szt. w kartonie
nr kat. 91BOP01520	150mm x 200mm	1000 szt. w kartonie
nr kat. 91BOP01527	150mm x 270mm	1000 szt. w kartonie
nr kat. 91BOP01530	150mm x 300mm	1000 szt. w kartonie
nr kat. 91BOP01538	150mm x 380mm	1000 szt. w kartonie
nr kat. 91BOP01540	150mm x 400mm	1000 szt. w kartonie
nr kat. 91BOP01620	160mm x 200mm	1000 szt. w kartonie
nr kat. 91BOP01622	160mm x 220mm	1000 szt. w kartonie
nr kat. 91BOP01627	160mm x 270mm	1000 szt. w kartonie
nr kat. 91BOP01634	160mm x 340mm	1000 szt. w kartonie
nr kat. 91BOP01660	160mm x 600mm	1000 szt. w kartonie
nr kat. 91BOP02040	200mm x 400mm	1000 szt. w kartonie
nr kat. 91BOP02128	200mm x 280mm	1000 szt. w kartonie
nr kat. 91BOP02130	210mm x 300mm	1000 szt. w kartonie
nr kat. 91BOP02135	210mm x 350mm	1000 szt. w kartonie
nr kat. 91BOP02142	210mm x 420mm	1000 szt. w kartonie
nr kat. 91BOP02538	250mm x 380mm	1000 szt. w kartonie
nr kat. 91BOP02550	250mm x 500mm	1000 szt. w kartonie
nr kat. 91BOP02735	270mm x 350mm	1000 szt. w kartonie
nr kat. 91BOP02745	270mm x 450mm	500 szt. w kartonie
nr kat. 91BOP03250	320mm x 500mm	500 szt. w kartonie
nr kat. 91BOP03260	320mm x 600mm	500 szt. w kartonie
nr kat. 91BOP04250	420mm x 500mm	500 szt. w kartonie
nr kat. 91BOP04260	420mm x 600mm	500 szt. w kartonie

System bariery sterylnej

opakowania do sterylizacji materiałów medycznych

■ torebki papierowo-foliowe BOP® - torebki z zakładką:

nr kat. 93BOP07525	75mm x 30mm x 250mm	1000 szt. w kartonie
nr kat. 93BOP07530	75mm x 30mm x 300mm	1000 szt. w kartonie
nr kat. 93BOP01030	100mm x 40mm x 300mm	1000 szt. w kartonie
nr kat. 93BOP01538	150mm x 40mm x 380mm	1000 szt. w kartonie
nr kat. 93BOP01540	150mm x 50mm x 400mm	1000 szt. w kartonie
nr kat. 93BOP01546	150mm x 50mm x 460mm	1000 szt. w kartonie
nr kat. 93BOP01636	160mm x 45mm x 360mm	1000 szt. w kartonie
nr kat. 93BOP02040	200mm x 50mm x 400mm	500 szt. w kartonie
nr kat. 93BOP02048	200mm x 50mm x 480mm	500 szt. w kartonie
nr kat. 93BOP02548	250mm x 60mm x 480mm	500 szt. w kartonie
nr kat. 93BOP03055	300mm x 60mm x 550mm	500 szt. w kartonie
nr kat. 93BOP03250	320mm x 60mm x 500mm	500 szt. w kartonie
nr kat. 93BOP04260	420mm x 90mm x 600mm	500 szt. w kartonie