

Dust Cover

foliowe torebki posterylizacyjne z zamknięciem samoprzylepnym

opis produktu

Opakowania foliowe posterylizacyjne z zamknięciem samoprzylepnym, pozwalają na bezpieczne przechowywanie i transport materiałów medycznych. Torebki można łatwo i bezpiecznie zamykać bez potrzeby użycia zgrzewarki. Dzięki przezroczystej folii widoczna jest zawartość opakowania. Torebki można otworzyć w dowolnej chwili bez pomocy narzędzi tnących, zapewniając aseptyczność. Cechuje je wysoka wytrzymałość mechaniczna powierzchni foliowej na cięcie i przebijanie. Opakowanie może być stosowane wszędzie tam, gdzie ważne jest bezpieczeństwo transportowania i należy wydłużyć okres sterylności. Zgrzewy fabryczne znajdują się na samych krawędziach opakowań, co zapobiega odwijaniu się folii na rogach.

dostępne rozmiary:

| | | |
|-----------------|---------------|---------------------|
| nr kat.36001525 | 150mm x 250mm | 500 szt. w kartonie |
| nr kat.36002030 | 200mm x 300mm | 500 szt. w kartonie |
| nr kat.36003050 | 300mm x 500mm | 250 szt. w kartonie |
| nr kat.36004055 | 400mm x 550mm | 250 szt. w kartonie |
| nr kat.36004076 | 400mm x 760mm | 100 szt. w kartonie |
| nr kat.36006076 | 600mm x 760mm | 100 szt. w kartonie |



normy

ISO 11607-1
PN EN 868-3, 5
CE 93/42

przechowywanie i okres przydatności

Przechowywać w miejscu o niskiej wilgotności powietrza i w temperaturze poniżej 30°C. Należy zachowywać odpowiednią rotację zapasów. Okres przydatności: 5 lat od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

numer katalogowy i opakowanie

Data produkcji, znak CE i numer serii umieszczone na opakowaniu zbiorczym.

Numer serii odpowiada numerowi na opakowaniu zbiorczym.

Rozwiązania dla **sterylizacji i dezynfekcji**



INFORMER MED sp. z o.o.

ul. Winogrody 118, 61-626 Poznań, Polska
tel.: +48 61 664 38 00, fax: +48 61 664 38 19
e-mail: biuro@informermed.eu
www.informermed.eu