

## Wanny dezynfekcyjne 1StU

szare

### ■ opis produktu

Wanny dezynfekcyjne służą do transportu tac sterylizacyjnych oraz narzędzi w stanie mokrym. Wykonane są z tworzywa polipropylenowego, posiadają szczelną pokrywę, która wyposażona jest w wyprofilowaną rączkę.

Wymiary (szer. x wys. x dł.) 300 x 200 x 600 mm

Wymiary wanny dostosowane zostały do wymiarów tac typu DIN (dużych), wanna pomieści 2-3 tace DIN.

Produkt odporny na mycie i dezynfekcję termiczną do 80°C.  
Nie nadaje się do sterylizacji.



■ wymiary	■ producent	■ numer katalogowy
szerokość 300mm wysokość 200mm długość 600 mm	HUPFER® Metallwerke GmbH & Co, Niemcy	<b>M7500882</b>

Rozwiązania dla **sterylizacji i dezynfekcji**



**INFORMER MED sp. z o.o.**

ul. Winogrody 118, 61-626 Poznań, POLAND  
tel.: +48 61 664 38 00, fax: +48 61 664 38 19  
e-mail: [biuro@informermed.eu](mailto:biuro@informermed.eu)  
[www.informermed.eu](http://www.informermed.eu)