

Belimed Protect™ Mild Alkaline Enzyme Cleaner

Łagodny alkaliczny środek myjący z systemem dezaktywacji prionów



Łagodny alkaliczny środek myjący Belimed Protect™ należy stosować do usuwania zanieczyszczeń biologicznych znajdujących się na narzędziach chirurgicznych oraz innych narzędziach wielokrotnego użytku, w tym również mocnych zabrudzeń. Odpowiedni do użytku z aluminium i aluminium anodowanym. Belimed Protect™ nie powoduje korozji i jest łatwy do spłukania, neutralizatory nie są już koniecznością.

- Skuteczny i łagodny alkaliczny środek myjący - System Dezaktywacji Prionów
- Doskonała kompatybilność materiałowa - wolny od środków powierzchniowo czynnych, EDTA i NTA
- Niskopieniący - łatwy do spłukania
- Brak konieczności neutralizacji

Informacje dotyczące zamówienia

5 l / 10 l / 25 l / 200 l

Opis produktu	Obojętny, łagodny, alkaliczny środek myjący Belimed Protect™
Rozcieńczenie i temperatura	5-10 ml/l, 40-60°C
Znak CE	Produkt jest zgodny z wymaganiami Dyrektywy Europejskiej 93/42/EWG, a jednocześnie spełnia wymagania Rozporządzenia Europejskiego (UE) 2017/745, Załącznik 1
Kolor	Przezroczysty/bezbarwny, przechodzi w jasnobrązowy
Wartość pH roztworu	pH 10 (woda demineralizowana)
Warunki przechowywania	5-25°C
Okres przechowywania	36 miesięcy
Zalecenia dotyczące utylizacji	Patrz Karta Charakterystyki Produktu

dystrybutor:

INFORMER MED sp. z o.o.

ul. Winogrody 118, 61-626 Poznań, Polska

tel.: +48 61 664 38 00, fax: +48 61 664 38 19

e-mail: biuro@informermed.eu

www.informermed.eu

Informacje ogólne o właściwościach produktu

Niniejsza tabela ma charakter wyłącznie informacyjny

	Kompatybilność mater.						Zakres działania						Wartość pH (roztworu)				
	Mycie narzędzi	Dezynfekcja narzędzi	Mycie maszynowe basenów	Metal, szkło, ceramika	Narzędzia termolabilne	Endoskopy elastyczne	Bakterie, w tym wielooporne (MRSA, VRE, ESBL)	Drożdże (levurocidal)	Grzyby	Bakterie powodujące gruźlicę	Wirusy otoczkowe (w tym HBV, HCV, HIV)*	Wirusy otoczkowe i bezotoczkowe	Alkaliczny	Łagodnie alkaliczny	Obojętny	Łagodnie kwaśny	Kwaśny
Belimed Protect™ Pre Treat Spray	•			•									•				
Belimed Protect™ Neutral Enzyme Cleaner	•			•	•	•								•			
Belimed Protect™ Mild Alkaline Enzyme Cleaner	•			•	•	•							•				
Belimed Protect™ Mild Alkaline Cleaner	•		•	•	•								•				
Belimed Protect™ Rinse and Dry Aid				•										•			
Belimed Protect™ Scale and Rust Remover				•													•
Belimed Protect™ Neutralizer				•													•
Belimed Protect™ Glutaraldehyde Disinfectant		•		•	•	•	•	•	•	•	•	•		•			
Belimed Protect™ Cleaner and Disinfectant				•			•	•	•	•	•			•			
Belimed Protect™ Bedpan Cleaner			•														•

*Zgodnie z zaleceniami RKI, Bundesgesundheitsblatt [Monitor Federalnego Urzędu Zdrowia] 01-2004

Instrukcja użytkowania

Należy przestrzegać zaleceń producenta dotyczących reprocessowania urządzeń medycznych zgodnie z normą EN ISO 17664. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących reprocessowania narzędzi, należy przejść na stronę www.a-k-i.org.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

W celu zapewnienia bezpieczeństwa i odpowiedniego postępowania z produktem należy odwołać się do Karty Charakterystyki Produktu.

Produkty i usługi powiązane

Zakres środków chemicznych Belimed Protect™ został opracowany i zatwierdzony z myjniemi-dezynfektorami Belimed oraz myjniemi endoskopowymi, tak by spełniał wymagania dotyczące wydajności mycia urządzeń medycznych według stałych i powtarzalnych standardów określonych w normie ISO 15883. W celu uzyskania dalszego wsparcia odnośnie optymalizacji procesu mycia i/lub wykrywania oraz usuwania usterek należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem Belimed (Informer Med Sp. z o.o. w Poznaniu).

Symbole Belimed Protect™ - zalecane użycie



Do reprocessowania automatycznego w myjniach-dezynfektorach i myjniach endoskopowych



Do reprocessowania ręcznego



Bezpieczny do stosowania z endoskopami giętymi

System kodów kolorystycznych Belimed Protect™ - kategorie produktów



Do mycia



Do dezynfekowania



Do neutralizacji



Do płukania i suszenia



Do konserwacji i pielęgnacji

dystrybutor:

INFORMER MED sp. z o.o.

ul. Winogrody 118, 61-626 Poznań, Polska

tel.: +48 61 664 38 00, fax: +48 61 664 38 19

e-mail: biuro@informermed.eu

www.informermed.eu