

Belimed Protect™ Rinse and Dry

Suszenie narzędzi chirurgicznych, ram łóżek, koszyków i wózków bez plam i smug



Środek do płukania i suszenia Belimed Protect™ został opracowany w szczególności w celu realizacji procesów płukania i suszenia bez pozostawiania żadnych pozostałości, plam czy smug. Formuła na bazie środków powierzchniowo czynnych, odpowiednia dla każdej jakości wody, zmniejsza napięcie wody i w związku z tym znacznie skraca czas suszenia dla myjni do wózków, myjni-dezynfektorów do narzędzi chirurgicznych i powiązanych z nimi urządzeń.

- Zwiększa skuteczność suszenia - bez pozostawiania plam i smug
- Skraca czas suszenia - zwiększa wydajność
- Obojętne pH - kompatybilność z szeroką gamą materiałów
- Pomaga zapobiec tworzeniu się kamienia

Informacje dotyczące zamówienia

5 L/10 L/25 L/200 L

Opis produktu	Środek do płukania i suszenia Belimed Protect™
Rozcieńczenie/Temperatura robocza/Czas narażenia	0,5-2 mL/L, Brak, Brak
Znak CE	Produkt jest zgodny z wymaganiami Dyrektywy Europejskiej 93/42/EWG, a jednocześnie spełnia wymagania Rozporządzenia Europejskiego (UE) 2017/745, Załącznik 1
Kolor	przezroczysty, bezbarwny
Wartość pH roztworu gotowego do zastosowania	pH 7 (woda demineralizowana)
Warunki przechowywania	W temperaturze otoczenia (brak specjalnych wymagań)
Okres przechowywania	36 miesięcy
Zalecenia dotyczące utylizacji	Patrz karta charakterystyki produktu

dystrybutor:

INFORMER MED sp. z o.o.

ul. Winogrody 118, 61-626 Poznań, Polska

tel.: +48 61 664 38 00, fax: +48 61 664 38 19

e-mail: biuro@informermed.eu

www.informermed.eu

Informacje ogólne o właściwościach produktu

Niniejsza tabela ma charakter wyłącznie informacyjny.

	Użytkowanie urządzenia zgodnie z przeznaczeniem						Spektrum mikrobójcze						Wartość pH Roztwór gotowy do zastosowania		
	Mycie narzędzi	Dezynfekcja narzędzi	Maszynowe mycie basenów	Do szkła	Do narzędzi termolabilnych	Do endoskopów giętkich	Bakterie (wszystkie bakterie wegetatywne w tym bakterie wielooporne, np. MRSA, VRE, ESBL)	Drożdżakobójcze (drożdże)	Grzybobójcze (grzyby)	Pratkobójcze (np. bakterie gruźlicy)	Wirusobójcze w przypadku wirusów z otoczką (w tym HBV, HCV, HIV)*	W pełni wirusobójcze (wirusy z otoczką i bez np. wirus brodawczaka ludzkiego, parwowirus)	Łagodnie alkaliczny	Obojętny	Kwasowy
Belimed Protect™ Pre Treat Spray	•											•			
Belimed Protect™ Neutral Enzyme Cleaner	•				•	•							•		
Belimed Protect™ Mild Alkaline Enzyme Cleaner	•				•	•						•			
Belimed Protect™ Mild Alkaline Cleaner	•		•	•	•							•			
Belimed Protect™ Rinse and Dry Aid				•									•		
Belimed Protect™ Scale and Rust Remover														•	
Belimed Protect™ Neutralizer				•										•	
Belimed Protect™ Glutaraldehyde Disinfectant		•			•	•	•	•	•	•	•		•		
Belimed Protect™ Cleaner and Disinfectant							•	•	•	•			•		
Belimed Protect™ Bedpan Cleaner			•											•	

*Zgodnie z zaleceniami RKI, Federal Health Gazette [Monitor Federalnego Urzędu Zdrowia] 01-2004

Instrukcja użytkowania

Należy przestrzegać zaleceń producenta dotyczących reprocessowania urządzeń medycznych według normy EN ISO 17664.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących reprocessowania narzędzi, należy przejść na stronę www.a-k-i.org.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

W celu zapewnienia bezpieczeństwa i odpowiedniego postępowania z produktem należy odwołać się do karty charakterystyki produktu.

Produkty i usługi powiązane

Grupa środków chemicznych Belimed Protect™ została opracowana i zatwierdzona z myjniemi-dezynfektorami oraz myjniemi endoskopowymi Belimed, tak, by spełniała wymagania dotyczące skuteczności mycia wyrobów medycznych według stałych i powtarzalnych standardów określonych w normie EN ISO 15883. W celu uzyskania dalszego wsparcia odnośnie optymalizacji procesu mycia i/lub wykrywania oraz usuwania usterek należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem Belimed.

Symbole Belimed Protect - Zalecane użycie



Do reprocessowania automatycznego w WD/AER



Do reprocessowania ręcznego



Bezpieczny do stosowania z endoskopami giętkimi

System kodowania kolorów Belimed Protect - kategoria produktów



Do mycia



Do dezynfekowania



Do neutralizacji



Do płukania i suszenia



Do konserwacji i pielęgnacji

dystrybutor:

INFORMER MED sp. z o.o.

ul. Winogrody 118, 61-626 Poznań, Polska

tel.: +48 61 664 38 00, fax: +48 61 664 38 19

e-mail: biuro@informermed.eu

www.informermed.eu