

Torebki ochronne do materiałów sterylizowanych z zamknięciem samoprzylepnym

opis produktu

Opakowania foliowe posterylizacyjne z zamknięciem samoprzylepnym, pozwalają na bezpieczne przechowywanie i transport materiałów medycznych. Torebki można łatwo i bezpiecznie zamykać bez potrzeby użycia zgrzewarki. Dzięki przezroczystej folii widoczna jest zawartość opakowania. Torebki można otworzyć w dowolnej chwili bez pomocy narzędzi tnących, zapewniając aseptyczność. Cechuje je wysoka wytrzymałość mechaniczna powierzchni foliowej na cięcie i przebijanie. Opakowanie może być stosowane wszędzie tam, gdzie ważne jest bezpieczeństwo transportowania i należy wydłużyć okres sterylności. Zgrzewy fabryczne znajdują się na samych krawędziach opakowań, co zapobiega odwijaniu się folii na rogach.

dostępne rozmiary:

nr kat. PP1525	150mm x 250mm	500 szt. w kartonie
nr kat. PP2030	200mm x 300mm	500 szt. w kartonie
nr kat. PP3050	300mm x 500mm	250 szt. w kartonie
nr kat. PP4055	400mm x 500mm	250 szt. w kartonie
nr kat. PP4076	400mm x 760mm	100 szt. w kartonie
nr kat. PP6076	600mm x 760mm	100 szt. w kartonie



normy

ISO 11607-1
PN EN 868-3, 5
CE 93/42

przechowywanie i okres przydatności

Przechowywać w miejscu o niskiej wilgotności powietrza i w temperaturze poniżej 30°C. Należy zachowywać odpowiednią rotację zapasów. Okres przydatności: 5 lat od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

numer katalogowy i opakowanie

Data produkcji, znak CE i numer serii umieszczone na opakowaniu zbiorczym. Numer serii odpowiada numerowi na opakowaniu zbiorczym.