

# ISACLEAN™

detergent i środek czyszczący


## opis produktu

W ramach kompleksowego rozwiązania dla reprocessowania endoskopów, Cantel Medical oferuje różne rozwiązania, które zostały opracowane specjalnie do użytku z myjnią dezynfektorem endoskopów MEDIVATORS® ISA™ w celu spełnienia wszystkich potrzeb użytkowników. Środek chemiczny zimnej sterylizacji/środek dezynfekcyjny wysokiego poziomu, jednokrotnego użycia ISASPOR oraz **detergent ISACLEAN** zostały opracowane by zagwarantować bezpieczny i niezawodny przebieg procesu wraz z wysoką kompatybilnością ze wszystkimi markami endoskopów.

- Aktywna i przetestowana przeciwko mikrobiologicznemu biofilmowi;
- 4 enzymy działające przeciw białkom, lipidom/tłuszczom, węglowodanom, składnikom komórkowym;
- Unikalna formuła dzięki obecności Aktywatora ISAZONE® (unikalny nowy środek mikrobiologiczny);
- Kompatybilny ze wszystkimi markami endoskopów dzięki neutralnemu pH;
- Opracowana specjalnie do mycia ręcznego lub użytku w myjni-dezynfektorze endoskopów MEDIVATOR ISA

## zastosowanie

Opracowany specjalnie do mycia ręcznego lub użytku w myjni-dezynfektorze endoskopów MEDIVATORS® ISA™. Kompatybilny ze wszystkimi rodzajami endoskopów.



numer katalogowy	opis	opakowanie
500189	ISACLEAN™ Detergent	2 x 5L

dystrybutor:

**INFORMER MED sp. z o.o.**

ul. Winogrody 118, 61-626 Poznań, Polska

tel.: +48 61 664 38 00, fax: +48 61 664 38 19

e-mail: [biuro@informermed.eu](mailto:biuro@informermed.eu)

[www.informermed.eu](http://www.informermed.eu)