

Ostonki

przezroczyste na narzędzia

opis produktu

Przezroczyste osłonki przeznaczone do ochrony narzędzi przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas transportu, mycia i sterylizacji oraz jako dodatkowe zabezpieczenie przed przebiciem opakowań sterylizacyjnych papierowych lub papierowo-foliowych i zakażeniem.

Konstrukcja i budowa osłon pozwala na dokładne dopasowanie do kształtu różnych narzędzi oraz stabilne umocowanie. Perforacja osłonek pozwala na swobodną penetrację czynnika sterylizującego oraz powoduje szybkie odparowanie wilgoci podczas cyklu sterylizacji.

Ostonki są łatwe w użyciu, umożliwiają wizualną identyfikację dzięki przezroczystemu materiałowi, z którego są zbudowane. Osłonki są bezpieczne przy zdejmowaniu. Występują w dziesięciu rozmiarach.

sposób użycia

Należy osłonić narzędzie, które zostanie poddane cyklowi sterylizacji.

obszary zastosowań

Sterylizatory parowe oraz gazowe EO różnego typu.



kod produktu	średnica [mm]	wysokość [mm]	szerokość [mm]	ilość [szt.]
10001	1,6	19,0		100
10002	1,9	19,0		100
10003	2,7	19,0		100
10004	3,2	25,0		100
10005	4,7	25,0		100
10006	10,5	19,0		100
10007	1,6	25,0	9,5	100
10008	1,6	25,0	16,0	100
10009	3,2	25,0	25,0	100
10010	6,3	19,0		100

Rozwiązania dla **sterylizacji i dezynfekcji**



INFORMER MED sp. z o.o.

ul. Winogrody 118, 61-626 Poznań, POLAND
tel.: +48 61 664 38 10, fax: +48 61 664 38 19
e-mail: biuro@informermed.eu
www.informermed.eu