

Filtry do kontenerów

papier medyczny do kontenerów

opis produktu


Papierowe filtry do kontenerów sterylizacyjnych zostały wykonane ze specjalnego papieru medycznego o gramaturze 60g, zapewniając niską przepuszczalność płynów, wysoką wytrzymałość na rozerwanie i pęknięcie. Papier został poddany krepowaniu, aby ułatwić jego umieszczenie we właściwym miejscu. Nie zawiera materiałów toksycznych. Dzięki specjalnej charakterystyce papieru, filtr nie jest przepuszczalny dla mikroorganizmów, stanowiąc doskonałą barierę dla bakterii. Filtry papierowe występują z chemicznym wskaźnikiem do sterylizacji parą wodną, zgodnym z ISO 11140-1 dla testów Typ 1. Każde opakowanie zawiera etykietę z niezbędnymi parametrami: numer LOT, data produkcji, data ważności, kod produktu, aby zagwarantować właściwą identyfikację produktu.

zastosowanie

Dla wszystkich typów kontenerów z filtrami.


dostępne rozmiary

Ref.: 561: 23 x 23 cm
 Ref.: 562: Ø 19 cm
 Ref.: 564: 23 x 23 cm
 Ref.: 565: 11,5 x 23 cm
 Ref.: 566: 11,5 x 23 cm




Ref.: 561

Ref.: 564



Ref.: 562



Ref.: 565



Ref.: 566



normy

ISO 11607-1
 EN 868-2; EN 868-8
 93/42/EEC

przechowywanie i okres przydatności

Przechowywać w suchym miejscu, w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła, w temperaturze 10-40°C. Okres przydatności: na opakowaniu.

numer katalogowy i opakowanie

Ref.: 561: 500 szt./opak.
Ref.: 562: 500 szt./opak.
Ref.: 564: 500 szt./opak.
Ref.: 565: 1000 szt./opak.
Ref.: 566: 1000 szt./opak.