

ISASPOR™

Środek dezynfekcyjny wysokiego poziomu i środek sterylizujący


opis produktu

W ramach kompleksowego rozwiązania dla reprocessowania endoskopów, firma Cantel Medical oferuje różne rozwiązania, które zostały opracowane specjalnie do użytku z myjnią dezynfektorem endoskopów MEDIVATORS® ISA™ w celu spełnienia wszystkich potrzeb użytkowników. Środek chemiczny zimnej sterylizacji/środek dezynfekcyjny wysokiego poziomu, jedнокrotnego użycia ISASPOR oraz detergent ISACLEAN zostały opracowane by zagwarantować bezpieczny i niezawodny przebieg procesu wraz z wysoką kompatybilnością ze wszystkimi markami endoskopów.

- Synergiczne działanie aktywatora ISAZONE® i kwasu nadoctowego (PAA);
- Sterylizacja zgodnie z EN ISO 14937 osiągnięta w temperaturze pokojowej;
- Niski wyjściowy poziom PAA (kwasu nadoctowego) oraz pH 6 gwarantują wysoką kompatybilność z przyrządami i urządzeniami medycznymi;
- Czas kontaktu środka dezynfekcyjnego: 3 minuty;
- Środek chemiczny jedнокrotnego użycia wolny od aldehydów;
- Przetestowany klinicznie, mikrobiologicznie i toksykologicznie;
- Zaprojektowany z przeznaczeniem do użytku w myjni-dezynfektorze endoskopów MEDIVATORS® ISA™

zastosowanie

Zaprojektowany z przeznaczeniem do użytku w myjni-dezynfektorze endoskopów MEDIVATORS® ISA™.



numer katalogowy	opis	opakowanie
500187	ISASPOR Środek dezynfekcyjny jedнокrotnego użycia	10 L roztworu A+B

dystrybutor:

INFORMER MED sp. z o.o.

ul. Winogrody 118, 61-626 Poznań, Polska

tel.: +48 61 664 38 00, fax: +48 61 664 38 19

e-mail: biuro@informermed.eu

www.informermed.eu