

DDA7

komora do dezynfekcji materacy

opis produktu

Komora DDA7 została zaprojektowana z myślą o dezynfekcji materacy, pościeli, poduszek, prześcieradeł itp. Komora do dezynfekcji parowej dostępna jest jako dwudrzwiowa z automatycznymi drzwiami przesuwными, która zapewnia postępowy ruch materiału ze strefy brudnej do czystej. Duża komora pozwala na dezynfekcję 7 kompletów pościeli zgodnie z normą DIN 58 949 (1 komplet = 1 materac 2100 x 1000 x 160, 1 x poduszka, 1 x pościel). 5 standardowych programów obejmuje wszystkie zastosowania i gwarantuje krótkie czasy pracy, czego rezultatem jest ponadprzeciętna przepustowość. Metoda wtrysku pary znacznie zmniejsza zużycie pary, zwiększając jednocześnie suchość materiałów poddawanych dezynfekcji. Dzięki systemowi oszczędzania wody oraz termostatycznie sterowanemu systemowi chłodzącemu, DDA7 jest ekonomiczna i charakteryzuje się oszczędnością energii. Programowalny sterownik logiczny monitoruje i steruje wszystkimi parametrami procesowymi. W zależności od fazy procesu, dane istotne takie jak ciśnienie, temperatura, czas są rejestrowane.

charakterystyka

- Zwarta konstrukcja urządzenia nie wymaga dostępu serwisowego bocznego
- Wjazd do komory bezpośrednio z poziomu posadzki
- Obsługa urządzenia poprzez panel dotykowy po stronie załadunku
- Kolorowy wyświetlacz 5,7" po stronie załadunku
- Orurowanie ze stali kwasoodpornej
- Uszczelka drzwiowa o zwiększonej wytrzymałości do 3500 cykli
- Wbudowany system oszczędzania wody chłodzącej
- Wielostopniowy system wytwarzania próżni gwarantujący idealne suszenie najcięższych wsadów
- Programy dezynfekcyjne 75 – 105°C
- Krótkie czasy programów dezynfekcyjnych
- Funkcja automatycznego uruchamiania o zadanej godzinie skracająca czas przygotowywania urządzenia do pracy
- Wbudowana drukarka
- Łatwa konserwacja i oszczędność miejsca (dostęp serwisowy wyłącznie od frontu)
- Wbudowana wytwornica pary (opcjonalnie)



dane techniczne

DDA7

wymiary zewnętrzne W × S × G
wymiary komory W × S × G
pojemność na cykl

2000 × 2700 × 2940 (mm)
1400 × 1060 × 2320 (mm)
7 kompletów pościeli lub 10 materacy