

# MEDIVATORS™ ISA™

Mycie, dezynfekcja i sterylizacja endoskopów | Reprocesowanie



Zgodność z normami EN ISO 14937 i EN ISO 15883

 **CANTEL**

 **INFORMER**  
M E D



## PEŁNY ZAKRES OCHRONY

Jako globalny lider w zakresie zapobiegania zakażeniom, tylko firma Cantel Medical zapewnia Kompletny Zakres Ochrony, pełnowartościowe aktywne partnerstwo, które ma na celu wspomaganie usuwania ryzyka, usprawnianie wydajności operacyjnej i osiąganie jak najlepszych wyników.

## Innowacyjny proces, Rewolucyjne rozwiązanie

Od ponad 20 lat celem Medivators jest opracowywanie i zapewnianie innowacyjnych rozwiązań w zakresie zapobiegania infekcjom i ich kontroli na całym świecie.

W wyniku tych doświadczeń myjnia-dezynfektor endoskopów MEDIVATORS® ISA™ stanowi unikalną propozycję nowej generacji. Jest to szybkie, wydajne i elastyczne rozwiązanie w zakresie reprocesowania zaprojektowane dla endoskopów elastycznych wymagających najbardziej zaawansowanej technologii oraz najwyższych standardów jakości.

Zaprojektowana w zgodności z normą EN ISO 14937 myjnia endoskopowa MEDIVATORS ISA zapewnia zimną chemiczną sterylizację na poziomie 10<sup>-6</sup>.

W rezultacie tego procesu, myjnia-dezynfektor MEDIVATORS ISA gwarantuje:

- Wysokie standardy jakości dla operatora, endoskopów i pacjenta
- Redukcję kosztów związanych z zakażeniami szpitalnymi



## REPROCESOWANIE

Dezynfekcja wysokiego poziomu to kamień milowy w zakresie zapobiegania zakażeniom. Technologie reprocesowania Cantel zostały zaprojektowane w taki sposób, by zapewnić pacjentowi bezpieczeństwo poprzez przestrzeganie najsurowszych norm przewidzianych dla dezynfekcji wysokiego poziomu, optymalizację wydajności pracy, zapewnienie wszechstronności poprzez obsługę szerokiego zakresu endoskopów.

## MEDIVATORS™ ISA™ myjnia-dezynfektor endoskopów – Pewność procesu sterylizacji poprzez szybkie i efektywne rozwiązanie.

### Szybka i prosta obsługa w celu zwiększenia wydajności

- Cykl sterylizacji w 19 minut z monitorowaniem kanałów
- Pełny proces sterylizacji z myciem w 25 minut z monitorowaniem kanałów
- Prosta i przyjazna dla użytkownika obsługa i eksploatacja
- Informacje dotyczące umieszczania i obsługi endoskopów poprzez system RFID - pomagają unikać błędów i oszczędza czas



### Kompaktowa i ergonomiczna konstrukcja dla zapewnienia maksymalnej wygody użytkownika

- Kompaktowa konstrukcja umożliwia łatwą instalację, obsługę i konserwację
- Duża i łatwa do załadowania komora zapewnia możliwość obsługi wszystkich endoskopów elastycznych
- Intuicyjny interfejs zapewnia łatwy i szybki dostęp do wszystkich informacji na temat cyklu



### Zapewnienie bezpieczeństwa dla użytkowników, pacjentów i endoskopów

- Obsługa bez użycia rąk i z wykorzystaniem technologii RFID w celu kontroli i zapobiegania zakażeniom
- Ciągłe monitorowanie wszystkich kanałów i pełen test szczelności śledzone w dokumentacji cyklu papierowej i elektronicznej
- Proces zwalidowany, w pełni zgodny z normami EN ISO 14937, EN ISO 15883-1/4 i EN ISO 15883-5



### Właściwa formuła dla uzyskania najlepszej wydajności i efektu

- Chemikalia przeznaczone do użytku w temperaturze pokojowej, kompatybilne ze wszystkimi typami endoskopów elastycznych
- Zredukowane zużycie wody i chemikaliów zaprojektowanych specjalnie do użytku z MEDIVATORS ISA myjnią-dezynfektorem endoskopów (sterylant kompatybilny z punktem 5.3.1 normy EN ISO 14937)



# Specyfikacja urządzenia MEDIVATORS™ ISA™ Myjnia-dezynfektor do endoskopów

zgodna z normą EN ISO 14937 i EN ISO 15883



## Wymiary

700 mm (l) x 1400 mm (h) x 650 mm (d) - wraz z monitorem

## Waga

75 kg

## Wymagania elektryczne

100 V-240 V, 50/60Hz

## Temperatura otoczenia pracy

5° - 40° C

## Wilgotność

20 - 80%

## Czas cyklu

25 minut (kompletny cykl mycia i sterylizacji)

19 minut (tylko cykl sterylizacji)

## Wydajność procesu

1 endoskop na cykl

## Środek dezynfekcyjny wysokiego poziomu/środek sterylizujący

ISASPOR™ środek dezynfekcyjny jedнокrotnego użycia, dwuskładnikowy na bazie kwasu nadoctowego oraz ISAZONE™ aktywator

## Detergent

ISACLEAN™ detergent multienzymatyczny

## Materiały eksploatacyjne - zamówienia

Numer części	Opis	Ilość
500187	ISASPOR środek dezynfekcyjny jedнокrotnego użycia/sterylant	1x [10l roztw. A + 10l roztw. B]
500188	ISASPOR środek dezynfekcyjny jedнокrotnego użycia/sterylant	1x [5l roztw. A + 5l roztw. B]
500189	ISACLEAN Detergent multienzymatyczny	2 x 5l
550057	ISACLEAN Detergent multienzymatyczny	1l
93250-222	ISA Filtry CPC	0,45µm + 0,1µm
ISAF01REV.1	ISA filtr wody 0,1µm	1
ISAF045REV.1	ISA filtr wody 0,45µm	1
ISA4400	ISA filtr powietrza	1
ISAROTS2	ISA rolka do drukarki	1

ISA™, ISASPOR™, ISAZONE™ and ISACLEAN™ są znakami towarowymi Cantel Medical (Italy) S.r.l.  
MEDIVATORS™ jest znakiem towarowym Medivators Inc.



Cantel Medical (Italy) S.r.l.  
Via Laurentina, 169  
00071 Pomezia (RM) Italia  
Tel.: +39 06 9145399  
Fax: +39 06 9146099  
www.cantelmedical.it  
www.cantelmedical.eu



Dystrybutor w Polsce:  
INFORMER MED Sp. z o.o.  
ul. Winogrody 118, 61-626 Poznań  
tel. +48 61 664 38 00 fax. +48 61 664 38 19  
www.informermed.eu