

Lischka

GEYSIR CDD 1050

myjnia-dezynfektor

opis produktu

Profesjonalne rozwiązanie do mycia i dezynfekcji naczyń sanitarnych, takich jak: baseny, kaczki, miski, butle drenażowe itp. Urządzenia, dzięki zastosowaniu wysokociśnieniowego systemu mycia pozwalają na zredukowanie zużycia środków chemicznych do minimum, zapewniając skuteczne czyszczenie. Proces mycia i dezynfekcji termicznej (wraz z automatycznym opróżnianiem wsadu wewnątrz komory) następuje w czasie zaledwie kilku minut, jest kontrolowany elektronicznie. Informacje o stanie cyklu są widoczne na wyświetlaczu LCD. Łatwy w obsłudze panel sterujący, pozwala na szybki wybór programu. Komora mycia wyposażona w bezobsługową, samodezynfekującą się i w 100% paroszczelną uszczelkę labiryntową drzwi. Dodatkowo posiada izolację termiczną i akustyczną. Zewnętrzna obudowa wykonana jest ze stali nierdzewnej. Myjnie dostępne w wersjach: wiszącej i wolnostojącej.

dane techniczne

- wymiary zewnętrzne (S x G x W): 500 x 450/600* x 1775/1375* mm
* wykonanie specjalne (opcjonalnie)
- odpływ do kanalizacji: DN 100 mm z wbudowanym syfonem odpływowym
- zasilanie elektryczne: moc: 400V, 3 P+N+E, 50 Hz / 230V, P+N+E, 50 Hz
- CW - zimna woda: 3/4", 200 - 500 kPa wymagane ciśnienie w sieci
- HW - ciepła woda: 3/4", 200 - 500 kPa wymagane ciśnienie w sieci
- dezynfekcja termiczna: regulowana do A0-300, 600, 3000
- system dysz myjących: 7 + 5 obrotowych
- komora (materiał): głęboko tłoczona stal kwasoodporna AISI 316 (wg PN EN 1.4401)



normy/dyrektywy

CE 0633 zgodne z 93/42/EWG;
EN ISO 15883-1/3; EN ISO 15883-1;
Certyfikat jakości DVGW (EN 1717)

wyposażenie opcjonalne

automatyczne otwieranie drzwi,
dodatkowe stelaże i uchwyty, dodatkowa
pompa dozująca z czujnikiem poziomu
płynu, dostępny w każdym kolorze RAL

producent

Lischka, Niemcy

Rozwiązania dla **sterylizacji i dezynfekcji**



INFORMER MED sp. z o.o.

ul. Winogrody 118, 61-626 Poznań, Polska
tel.: +48 61 664 38 00, fax: +48 61 664 38 19
e-mail: biuro@informermed.eu
www.informermed.eu