

Rinse and Dry Aid

środek do płukania i suszenia

opis produktu

Środek do płukania i suszenia Belimed Protect™ Rinse and Dry został opracowany w szczególności w celu realizacji procesów płukania i suszenia bez pozostawiania żadnych plam i smug. Formuła na bazie środków powierzchniowo czynnych, odpowiednia dla każdej jakości wody, zmniejsza napięcie wody i w związku z tym znacznie skraca czas suszenia dla myjni do wózków, myjni-dezynfektorów do narzędzi chirurgicznych i powiązanych z nimi urządzeń.

- zwiększa skuteczność suszenia - bez powstawania plam i smug
- skraca czas suszenia - zwiększa wydajność
- obojętne pH - kompatybilność z szeroką gamą materiałów
- pomaga zapobiec tworzeniu się kamienia

instrukcja użytkowania

Należy przestrzegać zaleceń producenta dotyczących reprocessowania urządzeń medycznych według normy EN ISO 17664.

informacje dotyczące bezpieczeństwa

W celu zapewnienia bezpieczeństwa i odpowiedniego postępowania z produktem należy odwołać się do karty charakterystyki produktu.

produkty i usługi powiązane

Grupa środków chemicznych Belimed Protect™ została opracowana i zatwierdzona z myjniemi-dezynfektorami Belimed oraz urządzeniami do reprocessowania endoskopów, tak by spełniała wymagania dotyczące wydajności mycia urządzeń medycznych według standardów określonych w normie EN ISO 15883.

dostępne pojemności

- 5l
- 10l
- 25l
- 200l



Środek do płukania i suszenia Belimed Protect™

Rozcieńczenie temp. robocza czas narażenia	0,5-2 ml/L Brak Brak
Znak CE	Produkt jest zgodny z wymaganiami Dyrektywy Europejskiej 93/42/EWG, jednocześnie spełnia wymagania Rozporządzenia Europejskiego (UE) 2017/745, Zał. 1
Kolor	Przezroczysty, bezbarwny
Wartość pH gotowego roztworu	pH 7 (woda demineralizowana)
Warunki przechowywania	W temperaturze otoczenia (brak specjalnych wymagań)
Okres przechowywania	36 miesięcy
Zalecenia dotyczące utylizacji	Patrz karta charakterystyki produktu

dystrybutor:

INFORMER MED sp. z o.o.

ul. Winogrody 118, 61-626 Poznań, Polska

tel.: +48 61 664 38 00, fax: +48 61 664 38 19

e-mail: biuro@informermed.eu

www.informermed.eu