

Sterylizator KRONOS

Nablatowy sterylizator parowy

Opis produktu

Oparte na innowacyjnych rozwiązaniach oraz wiodących technologiach, sterylizatory z serii KRONOS zaprojektowane zostały jako idealne rozwiązanie dla pracowni o dużej wydajności. Szeroka gama produktów obejmuje pojemności komór od 6 do 23 litrów i jest dostępna w klasach B, S lub N. Urządzenia z serii KRONOS idealnie nadają się do sterylizacji narzędzi litych, kanałowych oraz porowatych.

Charakterystyka

- Komora wykonana z jednoczęściowego odlewu stali AISI 304.
- Urządzenie wyposażone w system monitorowania oraz oczyszczania jakości wody.
- Łatwy w obsłudze wielojęzyczny interfejs użytkownika.
- Wyświetlacz LCD informujący o cyklu sterylizacji, alarmach i potrzebach serwisowych.
- Do 12 zwalidowanych programów.
- Drzwi automatycznie zamykanie i uszczelniane próżniowo.
- Wbudowana drukarka.
- Wbudowana wytwornica pary.
- Urządzenia dodatkowo wyposażone w port USB.

Wytwórca

NEWMED SRL



normy

93/42/EEC, 2006/42/EEC, 2014/68/UE,
2014/30/UE, 2014/35/UE,
UNI EN 13060:2015,
CEI EN 61010-1:2013,
CEI EN 61010-2-40:2016

gama produktów

urządzenia klasy B, S i N,
pojemność komoty [listry] 6l - 60l

gwarancja

gwarancja na części:
12 miesięcy / 1500 cykli

INFORMER MED sp. z o.o.

ul. Winogrody 118, 61-626 Poznań, Polska
tel.: +48 61 664 38 00, fax: +48 61 664 38 19
e-mail: biuro@informermed.eu
www.informermed.eu

Sterylizator KRONOS

Nablatowy sterylizator parowy

model:	SUPERIOR B6	SUPERIOR B18	SUPERIOR B23	SUPERIOR S18	SUPERIOR S23	SUPERIOR N18	SUPERIOR N23
materiał komory	aluminium	stal nierdzewna	stal nierdzewna	stal nierdzewna	stal nierdzewna	stal nierdzewna	stal nierdzewna
głębokość	590	615	690	615	690	615	690
szerokość	450	505	505	505	505	505	505
wysokość	345	400	400	400	400	400	400
waga (kg)	42,5	52	58	45	50	45	50
ilość tac	3	4	4	4	4	4	4
głębokość tac	240	285	440	285	440	285	440
szerokość tac	115/150	185	185	185	185	185	185
zasilanie	230V	230V	230V	230V	230V	230V	230V
częstotliwość	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz
moc	2500W	2400W	2400W	2400W	2400W	2400W	2400W
wytwornica pary/ parownica	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
ilość programów fabrycznych	12	12	12	12	12	5	5
fabryczne programy testowe	2	2	2	2	2	0	0
Bowie&Dick/ Helix/ Próżnia	tak	tak	tak	tak	tak	nie	nie
wbudowany miernik przewodności wody (standard)	nie	tak	tak	nie	nie	nie	nie
niezależne zbiorniki wody czystej i brudnej	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
zamykanie drzwi elektromechaniczne	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
drukarka (standard)	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
USB (wbudowane)	nie	opcja	opcja	opcja	opcja	opcja	opcja
USB (zewnętrzne)	opcja	opcja	opcja	opcja	opcja	opcja	opcja
wyświetlacz	graficzny	graficzny	graficzny	graficzny	graficzny	graficzny	graficzny
cykl nocny	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
Memory System Test	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
narzędzia lite	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
narzędzia opakowane	tak	tak	tak	tak	tak	nie	nie
narzędzia kanałowe	tak	tak	tak	tak	tak	nie	nie
narzędzia porowate (tkaniny)	tak	tak	tak	tak	tak	nie	nie
uzdatniacz wody	opcja	opcja	opcja	opcja	opcja	opcja	opcja