

Renosem

RENO-S20

niskotemperaturowy sterylizator plazmowy

łatwy w użyciu środek sterylizacyjny

- jednorazowa kasetka - łatwość użycia





przyjazny interfejs

- łatwy w użyciu, kolorowy ekran dotykowy



przestronna komora

- dwie demontowalne, wysuwane półki
- dotknięcie ścian komory nie powodujące błędów



wózek z blokowanymi kółkami (opcja)



uniwersalny system zbierania danych



RENO-S20

wymiary zewnętrzne	470 mm (wys.) x 655 mm (szer.) x 640 mm (głęb.)
waga	116 kg
wymiary komory	170 mm (wys.) x 260 mm (szer.) x 410 mm (głęb.)
pojemność / typ komory	18l / prostokątna, wykonana ze stali nierdzewnej
dawka środka sterylizującego	3,6ml (50%)
wydajność środka sterylizującego	1 kasetka/ cykl
temperatura procesu	poniżej 55°C
całkowity czas trwania cyklu	eco- 21 min; zaawansowany- 38 min
zasilanie / pobór prądu	230V, 50Hz / 1,5kW
sterownik	mikroprocesor
typ alarmu	akustyczny i wizualny
wyświetlacz	panel dotykowy
drukarka	wbudowana drukarka termiczna
filtr antybakteryjny	HEPA, wydajność 99,97% przy 0,3 mikrona

Rozwiązania dla **sterylizacji i dezynfekcji**



INFORMER MED sp. z o.o.

ul. Winogrody 118, 61-626 Poznań, Polska
tel.: +48 61 664 38 00, fax: +48 61 664 38 19
e-mail: biuro@informermed.eu
www.informermed.eu