

# Renosem

## RENO-S30

niskotemperaturowy sterylizator plazmowy

### przyjazny interfejs

- łatwy w użyciu, kolorowy ekran dotykowy



### łatwy w użyciu środek sterylizacyjny

- jednorazowa kasetka - łatwość użycia



### przestronna komora


- dwie demontowalne, wysuwane półki
- dotknięcie ścian komory nie powodujące błędów



### uniwersalny system zbierania danych



drukarka termiczna



4 blokowane koła



wózek z blokowanymi kółkami (opcja)

### RENO-S30

wymiary zewnętrzne	1010 mm (wys.) x 570 mm (szer.) x 830 mm (głęb.)
waga	190 kg
wymiary komory	185 mm (wys.) x 300 mm (szer.) x 610 mm (głęb.)
pojemność / typ komory	34l / prostokątna, wykonana ze stali nierdzewnej
dawka środka sterylizującego	4ml (50%)
wydajność środka sterylizującego	1 kasetka/ cykl
temperatura procesu	poniżej 55°C
całkowity czas trwania cyklu	eco- 27 min; zaawansowany- 45 min
zasilanie / pobór prądu	230V, 50Hz / 2,5kW
sterownik	mikroprocesor
typ alarmu	akustyczny i wizualny
wyświetlacz	panel dotykowy
drukarka	wbudowana drukarka termiczna
filtr antybakteryjny	HEPA, wydajność 99,97% przy 0,3 mikrona

Rozwiązania dla **sterylizacji i dezynfekcji**



**INFORMER MED sp. z o.o.**

ul. Winogrody 118, 61-626 Poznań, Polska  
tel.: +48 61 664 38 00, fax: +48 61 664 38 19  
e-mail: [biuro@informermed.eu](mailto:biuro@informermed.eu)  
[www.informermed.eu](http://www.informermed.eu)