

# Renosem

## RENO-S90

niskotemperaturowy sterylizator plazmowy



RENO-S90	
wymiary zewnętrzne	1537 mm (wys.) x 700 mm (szer.) x 986 mm (głęb.)
waga	395 kg
wymiary komory	340 mm (wys.) x 380 mm (szer.) x 700 mm (głęb.)
pojemność / typ komory	90,4l / prostokątna, wykonana ze stali nierdzewnej
dawka środka sterylizującego	8ml (50%)
wydajność środka sterylizującego	1 kasetka/ cykl
temperatura procesu	poniżej 55°C
całkowity czas trwania cyklu	eco- 37 min; bez narzędzi kanałowych- 28 min; zaawansowany- 53 min
zasilanie / pobór prądu	230V, 50Hz / 3kW
sterownik	mikroprocesor PLC
typ alarmu	akustyczny i wizualny
wyświetlacz	szeroki panel dotykowy
drukarka	wbudowana drukarka termiczna
filtr antybakteryjny	HEPA, wydajność 99,97% przy 0,3 mikrona

Rozwiązania dla **sterylizacji i dezynfekcji**



**INFORMER MED sp. z o.o.**

ul. Winogrody 118, 61-626 Poznań, Polska  
tel.: +48 61 664 38 00, fax: +48 61 664 38 19  
e-mail: [biuro@informermed.eu](mailto:biuro@informermed.eu)  
[www.informermed.eu](http://www.informermed.eu)