

Cygnus medical

Dragontail™

szczotka z mikrofibry do czyszczenia kanałów endoskopu

opis produktu


Zaawansowana technologia mikrofibry usuwa zanieczyszczenia na poziomie mikroskopowym. Element czyszczący Dragontail jest zbudowany z wielu niemechających się splotów mikrofibry Draco™, które umożliwiają wychwycenie cząstek wielkości nawet 4 mikronów. W odróżnieniu od szczecin lub dysków silikonowych, które prześlizgują się po przywierających zanieczyszczeniach, element czyszczący z mikrofibry oddziela, wychwytuje i usuwa silne zanieczyszczenia. W badaniu porównawczym w identycznych warunkach, szczotka do endoskopów Dragontail zbierała podczas czyszczenia 468 razy więcej zanieczyszczeń niż tradycyjna szczotka do endoskopów.

obszary zastosowań

Użycie w pomieszczeniach do odkażania w celu oczyszczenia kanałów endoskopu. Kompatybilne typy endoskopów obejmują m. in.: endoskopy G/I, EUS i bronchoskopy.



mikrofibra dzielona
ma grubość 0,01 grubości włosa ludzkiego



nr kat. opis

opakowanie

| nr kat. | opis | opakowanie |
|---------|--|---------------|
| DT2022 | Szczotka typu Pull-Through wykonana z mikrofibry do czyszczenia endoskopów elastycznych o śr. 2,0-2,2mm i dł. 110 cm | 100 szt./ op. |
| DT2832 | Szczotka typu Pull-Through wykonana z mikrofibry do czyszczenia endoskopów elastycznych o śr. 2,8-3,2mm i dł. 230 cm | 100 szt./ op. |
| DT3542 | Szczotka typu Pull-Through wykonana z mikrofibry do czyszczenia endoskopów elastycznych o śr. 3,5-4,2mm i dł. 230 cm | 100 szt./ op. |

Rozwiązania dla **sterylizacji i dezynfekcji**



INFORMER MED sp. z o.o.

ul. Winogrody 118, 61-626 Poznań, Polska

tel.: +48 61 664 38 00, fax: +48 61 664 38 19

e-mail: biuro@informermed.eu

www.informermed.eu