

Torebki papierowo-foliowe samoklejące do sterylizacji

opis produktu

Jednorazowe opakowania w formie torebek płaskich, z paskiem służącym do ich zaklejenia, pozwalają na bezpieczną sterylizację oraz przechowywanie materiałów medycznych różnych rozmiarów, typów i przeznaczenia. Torebki samoklejące STERIM® składają się z dwóch warstw: papierowej i foliowej, połączonych 3-kanalowym termo zgrzewem, który cechuje się wyjątkową wytrzymałością oraz gwarantuje bezpieczne i łatwe, bezpyłowe otwieranie. Gramatura specjalnego papieru medycznego wynosi 70 g/m² i została precyzyjnie dobrana zapewniając bardzo wysoką wytrzymałość na rozerwanie i przepuklenie. Powierzchnia foliowa koloru zielonego wykonana jest z nowego 6-warstwowego MULTI kompozytu poliestru, kleju i polipropylenu o grubości 52µm. Ulepszony kompozyt foliowy posiada właściwości zapewniające wysoką jakość zgrzewu z powierzchnią papierową oraz dużą elastyczność i trwałość. Na torebkach papierowo-foliowych nadrukowane są wskaźniki chemiczne typu 1 sterylizacji STEAM, EO i FORM. Podstawowe informacje techniczne wymagane przez normy umieszczone są w czterech językach: polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim. Wszystkie napisy, wskaźniki oraz informacja o kierunku otwierania zostały umieszczone na linii zgrzewu fabrycznego pod folią, aby wyeliminować ryzyko skażenia tuszem lub zabrudzenia rozmytym wskaźnikiem. Dodatkowo umieszczone informacje o kolorze wskaźników przed i po procesie sterylizacji mają ułatwić personelowi rozróżnienie pakietów sterylizowanych od niesterylizowanych. Opakowania zamykane są bezpiecznie dzięki zastosowaniu paska klejącego na krawędzi torebki. Torebki zapakowane są po 200szt. w kartony, na których umieszczone są m. in. informacje o numerze serii, dacie produkcji i przydatności oraz znak CE.



obszary zastosowań

Sterylizatory parowe, formaldehydowe i tlenkiem etylenu różnych rozmiarów i typów spełniających odpowiednie normy.

normy	przechowywanie i okres przydatności	numer katalogowy i opakowanie
ISO 11607-1 PN EN 868 -2-3-4-5 ISO 9001 Dyrektywa CE 93/42 Typ 1 wyrób medyczny niesterylny, CE	Przechowywać w suchym miejscu, w oryginalnym opakowaniu, zdala od źródeł światła, w temperaturze 10-40°C. Okres przydatności: na opakowaniu.	Data produkcji, znak CE i numer serii umieszczone na kartonie. Numer serii umieszczony na torebce.

Torebki papierowo-foliowe

samoklejące do sterylizacji

■ torebka do sterylizacji samoklejąca

SSP0610	60mm x 100mm	200szt. w kartonie
SSP0913	90mm x 135mm	200szt. w kartonie
SSP0923	90mm x 230mm	200szt. w kartonie
SSP1325	130mm x 250mm	200szt. w kartonie
SSP1336	130mm x 360mm	200szt. w kartonie
SSP1428	140mm x 280mm	200szt. w kartonie
SSP2033	200mm x 330mm	200szt. w kartonie
SSP2540	250mm x 400mm	200szt. w kartonie
SSP3039	300mm x 390mm	200szt. w kartonie
SSP3045	300mm x 450mm	200szt. w kartonie



Ulotka ma charakter informacyjny i nie jest ofertą w myśl prawa handlowego.

Producent zastrzega sobie możliwość zmian parametrów oferowanych produktów w ramach prowadzonych działań rozwojowych.

Rozwiązania dla **sterylizacji i dezynfekcji**



INFORMER MED sp. z o.o.

ul. Winogrody 118, 61-626 Poznań, Polska

tel.: +48 61 664 38 00, fax: +48 61 664 38 19

e-mail: biuro@informermed.eu

www.informermed.eu