

ENDOSKOP

Pielęgnacja i akcesoria | **Procedura ręczna**



 **MEDIVATORS**
A Cantel Medical Company

Dystrybutor w Polsce:

 **INFORMER**
M E D



PEŁNY ZAKRES OCHRONY

Jako globalny lider w zakresie zapobiegania zakażeniom, tylko firma Cantel Medical zapewnia Kompletny Zakres Ochrony, pełnowartościowe aktywne partnerstwo które ma na celu wspomaganie usuwania ryzyka, usprawnianie wydajności operacyjnej i osiągnięcie jak największych sukcesów.

Uproszczenie i usprawnienie pobierania polipów podczas kolonoskopii

Wydobywanie polipów

Montaż systemu zbierania polipów **ADVANTAGE POLYP TRAP®** między endoskopem a komorą ssania przyspiesza i ułatwia wydobywanie polipów u pacjentów podczas operacji.

Zbieranie liniowe ułatwia nieprzerwane ssanie i eliminuje potrzebę osobistej ingerencji, zmniejszając ryzyko utraty tkanki.

Pojemniki jednorazowego użytku zapewniają ochronę pacjentom i zwiększają skuteczność profilaktyki zakażeń.

- Dostępne modele 1, 2 lub 4-komorowe
- Obejmują indywidualnie numerowane komory na tkanki, z możliwością ich odłączenia.
- Zapakowane z przeznaczeniem do użytku przez jednego pacjenta
- Kompatybilne ze wszystkimi wiodącymi markami endoskopów
- Przezroczysta konstrukcja z tworzywa sztucznego dająca większe możliwości kontroli wizualnej zanieczyszczeń krzyżowych



Pułapka na polipy ECONOTRAP®
Pułapka na polipy jednokomorowa



Pułapka na polipy ECONOTRAP®
Pułapka na polipy dwukomorowa



Pojemnik zbiorczy **ADVANTAGE POLYP TRAP®**
(czterokomorowy)



PROCEDURA

Ograniczenie ryzyka zanieczyszczenia krzyżowego u pacjentów stanowi nasz priorytet w kontekście zapobiegania zakażeniom. Cantel wprowadza innowacje w produktach służących do kontroli zakażeń, które mają na celu poprawę stanu zdrowia pacjentów, a jednocześnie zwiększenie skuteczności realizowanych procedur.


ENDOSKOP

Pielęgnacja i akcesoria | **Procedura**

Ustniki dla dorosłych i ustniki pediatryczne

Jednorazowe ustniki pomagają chronić zarówno pacjenta jak i wyposażenie. Otwory boczne umożliwiają zmianę położenia endoskopu i ułatwiają odsysanie płynów.

Ustniki zaprojektowane przez nas z myślą o zachowaniu najwyższych standardów wygody i bezpieczeństwa pacjenta charakteryzują się bezpieczną i wygodną konstrukcją, a także posiadają otwór umożliwiający wprowadzenie szerokiej gamy różnych typów endoskopów. Ustniki i paski MEDIVATORS nie zawierają lateksu, a w trakcie przeprowadzania operacji pozostają unieruchomione dzięki czemu nie powodują dyskomfortu u pacjentów.



Szczotki do czyszczenia

Linia szczotek do czyszczenia firmy MEDIVATORS łączy maksymalną wydajność czyszczenia z szerokim wachlarzem opcji szczotek, aby spełniać wysokie wymagania dotyczące reprocessowania.

W celu ułatwienia użytkowania, zarówno szczotka jednostronna jak i szczotka dwustronna gwarantują wymaganą sztywność cewnika natomiast nylonowe włosie zapewnia najwyższą ochronę przed uszkodzeniem kanału.

Informacje dotyczące realizacji zamówień pułapek na polipy

Numer części	Opis	Sztuk/Opakowanie
100101	Pułapka na polipy ECONOTRAP® 1 (jednokomorowa)	50 na opakowanie
100102	Pułapka na polipy ECONOTRAP® 2 (dwukomorowa)	50 na opakowanie
100104	Pojemnik zbiorczy <i>ADVANTAGE POLYP TRAP™</i> (czterokomorowy)	50 na opakowanie

Informacje dotyczące realizacji zamówień ustników

Numer części	Opis	Sztuk/Opakowanie
100411	Standardowy ustnik dla dorosłych - 60 Fr Port	50 na opakowanie
100412	Ustnik pediatryczny - 45 Fr Port	50 na opakowanie

Informacje dotyczące realizacji zamówień na szczotki do czyszczenia

Numer części	Opis	Sztuk/Opakowanie
100401	Szczotka do czyszczenia z jednym zakończeniem	50 na opakowanie
100402	Szczotka do czyszczenia z dwoma zakończeniami	50 na opakowanie

ADVANTAGE POLYP TRAP® oraz ECONOTRAP® są znakami towarowymi Medivators Inc.



Siedziba główna
150 Clove Road – 9th Floor
Little Falls, NJ 07424 – 2139
Telefon: +1.973.890-7220



Siedziba główna
14605 28th Avenue North
Minneapolis, MN 55447-4822
Telefon: +1.763.553.3300 Faks: +1.763.553.3387

**ABY ZŁOŻYĆ
ZAMÓWIENIE**

Zadzwoń: 1.800.328.3340 (Obsługa Klienta)
Faks: 1.800.686.8493
Email: custserv@medivators.com

www.medivators.com

Rozwiązania dla **sterylizacji i dezynfekcji**



INFORMER MED sp. z o.o.

ul. Winogrody 118, 61-626 Poznań, Polska
tel.: +48 61 664 38 00, fax: +48 61 664 38 19
e-mail: biuro@informermed.eu
www.informermed.eu

PL_v.001.1